

Kaltlichtquelle
Cold light source
Fuente de luz fría
Source à lumière froide
Sorgente luce fredda

nopa® light Halogen 2 x 250W Future 100 duo



XT 171/00 = 110 - 230 VAC

XT 169/00 Ersatzlampe
Spare bulb
Bomila de recambio
Lampe de rechange
Lampadina di ricambio

Beschreibung und technische Daten auf der Rückseite
Description and technical data on reverse side

**light Halogen 2 x 250 W****Beschreibung XT 171/00**

Die nopalight Halogen 2 x 250 W Lichtquelle kann bei allen Einsätzen angewendet werden, besonders dann, wenn eine starke Ausleuchtung oder eine Videoaufzeichnung notwendig ist.

Alle modernen Autoshutter-Videokameras werden mit ausreichender Lichtzufuhr versorgt. Zwei Lampen - zwei umschaltbare Ausgänge.

Spezielle Wärmeschutzfilter sorgen für eine Schonung der Lichtleiter und eine optimale Lichtfiltrierung. Das Gerät ist MedGV-geprüft.

Technische Daten:

Elektr. Versorgung:	100 - 240 VAC/50 - 60Hz Weltnetzteil
Farbtemperatur:	über 3500° K
Lichtregelung:	automatisch, stufenlos
Maße (B x H x T):	355 x 110 x 320 mm
Gewicht:	ca. 8,5 kg

Zubehör:

Lampe XT 169/00: 250Watt Halogen

light Halogen 2 x 250 W**Description XT 171/00**

The nopalight Halogen 2 x 250 W lightsource, can be utilized in all procedures, especially if a strong illumination or video-monitoring is required.

All modern autoshutter-videocameras will be supplied with sufficient light-intensity, the second lamp serves as stand-by.
Two bulbs - two outlets switchable.

Special temperature-filters guarantee long life of light cables and optimal light output. The nopalight Halogen 2 x 250W lightsource is approved by MedGV.

Technical Data:

Power Supply:	100 - 240 VAC/50 - 60Hz world power supply
Color Temperature:	more than 3500° K
Light Control:	automatic
Measurements (W x H x D):	355 x 110 x 320 mm
Weight:	approx. 8,5 kg

Accessories:

Bulb XT 169/00: 250Watts Halogen