

Kaltlichtquelle
Cold Light Sources
Fuente de Luz Fria
Source à lumière froide
Sorgente Luce Fredda

nopa® light XENON Future 100



XT 200/00 = 110 - 230 VAC/50/60 Hz

XT 199/00 Ersatzlampe
Spare bulb
Bomila de recambio
Lampe de rechange
Lampadina di ricambio

Beschreibung und technische Daten auf der Rückseite
Description and technical data on reverse side

**nopa® light XENON 100 Watt****Beschreibung XT 200/00**

Die nopalight Xenon-Lichtquelle Future 100 dient der optimalen Ausleuchtung des Operationsfeldes. Die hohe Lichtausgangsleistung sorgt für absolut weißes Licht > 5600°K und somit für detailgetreue Farbwiedergabe. Unsere spezielle Lampenkonstruktion mit geringster Wärmeentwicklung führt zu absolut kaltem Licht und verhindert eine thermische Beschädigung der Lichtleiter.

Weitere Vorteile: Geringe Luftverwirbelungen, geringe Geräuschentwicklung, umweltfreundliche Lampe, einfachster Lampenwechsel.

Technische Daten:

Elektr. Versorgung: 110-230 VAC/50/60 Hz
Weltnetzteil

Farbtemperatur: > 5600° K

Maße
(B x H x T): 355 x 110 x 320 mm

Gewicht: ca. 10 kg

Zubehör:

Lampe XT 199/00: 100 Watt Xenon

nopa® light XENON 100 Watt**Description XT 200/00**

The nopalight Xenon-lightsource Future 100 is used for the optimal illumination of the operating field. The high light output provides absolute day light > 5600°K and consequently an exact colour reproduction. Minimal heat development because of a special bulb construction conducts cold light and renders a thermic destruction of fibres impossible.

Further advantages: Minor air vorticity, noiseless operation, environmentally harmless bulb, simple bulb change.

Technical Data:

Power Supply: 110-230 VAC/50/60 Hz
world power supply

Colour Temperature: > 5600° K

Measurements
(W x H x D): 355 x 110 x 320 mm

Weight: approx. 10 kg

Accessories:

Bulb XT 199/00: 100 Watts Xenon