

MONITOR



XT 400/14 - XT 400/20
XT 401/14 - XT 401/20

Beschreibung der technischen Daten auf der Rückseite
Description and technical data on the reverse side



MONITOR

MONITOR

Beschreibung XT 400/14 - 401/20

Die Sony Monitore in 14" oder 20" wurden entwickelt für den medizinischen Dauereinsatz. Sie ermöglichen die Betrachtung von Untersuchungen und Operationen und garantieren eine effiziente Diagnostik und Überwachung während endoskopischer Eingriffe.

Der Dreifachstandard PAL, SECAM, NTSC ist automatisch vorwählbar. Die Geräte sind S-VHS und RGB kompatibel.

Die hohe horizontale Auflösung von über 600 Linien und die Super-Fine-Pitch-Bildröhre gewährleisten optimale Bildqualität mit maximaler Detailtreue in Kombination mit den nopacam Kamerasystemen.

Technische Daten:

XT 400/14	Farb-Monitor 36 cm/14" 220 - 240 VAC, 50/60 Hz
XT 401/14	Farb-Monitor 36 cm/14" 110 - 127 VAC, 50/60 Hz
XT 400/20	Farb-Monitor 50 cm/20" 220 - 240 VAC, 50/60 Hz
XT 401/20	Farb-Monitor 50 cm/20" 110 - 127 VAC, 50/60 Hz

Farbsystem: PAL, SECAM, NTSC
automatische Einstellung

Bildröhre: Super-Fine-Pitch-Trinitron

Farbauflösung: über 600 Linien horizontal

Video-/Audio-Eingang: 2 Composite Video-/
Audio-Eingänge
Y/C-Eingang
1 VTR Video-/
Audio-Eingang
Digitaler RGB-Eingang

Sonderfunktion: automatische
Strahlstromkontrolle
Underscan-Funktion
Last-Memory-Funktion

Maße:	14"	20"
Höhe:	340 mm	458 mm
Breite:	346 mm	452 mm
Tiefe:	412 mm	513 mm
Gewicht:	15,6 kg	31,0 kg

Zugelassen nach MedGV

MONITOR

Description XT 400/14 - XT 401/20

The Sony monitors 14" and 20" have been developed for long continuous medical application during operations and diagnostic procedures. The monitors guarantee and efficient control during endoscopic operations.

The triple standard PAL, SECAM and NTSC can be automatically pre-selected. The monitors are S-VHS and RGB compatible.

High horizontal resolution combined with the Super-Fine-Pitch tube guarantee optimal visual quality and maximum details accuracy when used with the nopacam Camera Systems.

Technical Data:

XT 400/14	colour monitor 36 cm/14" 220 - 240 VAC, 50/60 Hz
XT 401/14	colour monitor 36 cm/14" 110 - 127 VAC, 50/60 Hz
XT 400/20	colour monitor 50 cm/20" 220 - 240 VAC, 50/60 Hz
XT 401/20	colour monitor 50 cm/20" 110 - 127 VAC, 50/60 Hz

Colour system: PAL, SECAM, NTSC
automatic selection

Screen: Super Fine Pitch Trinitron Tube

Resolution: 600 lines horizontal

Video-/Audi-Input: 2 Composite Video-/
Audio-Inputs
Y/C-Input
1 VTR Video-/
Audio-Input
Digital RGB-Input

Special function: automatic
beam flow control
underscan-function
last memory function

Measurements:	14"	20"
Height:	340 mm	458 mm
Width:	346 mm	452 mm
Depth:	412 mm	513 mm
Weight:	15,6 kg	31,0 kg

MedGV-approved