

UROLOGIE PUMPE
UROLOGY PUMP



XU 174/00

Beschreibung und technische Daten auf der Rückseite
Description and technical data on the reverse side

**UROLOGIE PUMPE**
UROLOGY PUMP**UROLOGIE PUMPE****Beschreibung: XU 174/00**

Die UROLOGIE PUMPE wird in der diagnostischen und operativen Urologie eingesetzt.

Durch den applizierten Flüssigkeitsstrom gewährleisten wir klare Sichtverhältnisse während des Eingriffes durch das Ausspülen von gelösten Partikeln.

Die drehzahlgeregelte Rollenpumpe erlaubt eine stufenlose Regelung bis 1000 ml/min.

Technische Daten

Technische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten.

Höhe:	132 mm
Breite:	300 mm
Tiefe:	335 mm
Gewicht:	5,8 kg
Netz:	220 V/50-60 Hz/60 VA oder 110 V/50-60 Hz/60 VA

Rollenpumpe:	
Druckvorwahl:	10-150 mm Hg
Fördermenge:	0-1000 ml/min

Bestelldaten

XU 174/00	URETEROPUMP einschließlich:
XU 174/10	Netzanschlußkabel
XU 174/13	Schlauchset

Bei Bestellung bitte Netzspannung angeben.

UROLOGY PUMP**Description: XU 174/00**

The UROLOGY PUMP is used in diagnostic and operative Urology.

Because of the administered flow of liquid, we guarantee clear visibility during operations by flushing of loosened particles.

The regulated roller pump allows a continuous regulation up to 1000 ml/min.

Technical data

Specification subject to change without notice

Height:	132 mm
Length:	300 mm
Depth:	335 mm
Weight:	5,8 kg
Mains:	220 V/50-60 Hz/60 VA or 110 V/50-60 Hz/60 VA

Roller pump:	
Pressure Pre-selection:	10-150 mm Hg
Flow regulation:	0-1000 ml/min

Reference data

XU 174/00	URETEROPUMP including:
XU 174/10	Power cable
XU 174/13	Tubing set

Please indicate the voltage when placing the order.