

ARTHROSKOPIE PUMPE
ARTHROSCOPY PUMP



XU 178/00

Beschreibung und technische Daten auf der Rückseite
Description and technical data on the reverse side

**ARTHROSKOPIE PUMPE**
ARTHROSCOPY PUMP**ARTHROSKOPIE PUMPE****Beschreibung: XU 178/00**

Die ARTHROSKOPIE PUMPE wird in der diagnostischen und operativen Arthroskopie eingesetzt.

Durch den applizierten Flüssigkeitsstrom gewährleisten wir klare Sichtverhältnisse während des Eingriffes durch das Ausspülen von gelösten Partikeln.

Die drehzahlgeregelte Rollenpumpe erlaubt eine stufenlose Regelung bis 1500 ml/min.

Technische Daten

Technische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten.

Höhe:	132 mm
Breite:	300 mm
Tiefe:	335 mm
Gewicht:	5,8 kg
Netz:	220 V/50-60 Hz/60 VA oder 110 V/50-60 Hz/60 VA

Rollenpumpe:	
Druckvorwahl:	10-150 mm Hg
Fördermenge:	0-1500 ml/min

Bestelldaten

XU 178/00	ARTHROSKOPIE PUMPE einschließlich:
XU 178/10	Netzanschlußkabel
XU 178/13	Schlauchset

Bei Bestellung bitte Netzspannung angeben.

ARTHROSCOPY PUMP**Description: XU 178/00**

The ARTHROSCOPY PUMP is used in diagnostic and operative Arthroscopy.

Because of the administered flow of liquid, we guarantee clear visibility during operations by flushing of loosened particles.

The regulated roller pump allows a continuous regulation up to 1500 ml/min.

Technical data

Specification subject to change without notice

Height:	132 mm
Length:	300 mm
Depth:	335 mm
Weight:	5,8 kg
Mains:	220 V/50-60 Hz/60 VA or 110 V/50-60 Hz/60 VA

Roller pump:	
Pressure Pre-selection:	10-150 mm Hg
Flow regulation:	0-1500 ml/min

Reference data

XU 178/00	ARTHROSCOPY PUMP including:
XU 178/10	Power cable
XU 178/13	Tubing set

Please indicate the voltage when placing the order.