

Arthro - Shaver

nopa®

Arthro - Shaver



XV 100/00	=	XV 100/02 XV 100/03	Basisgerät 220 - 240 Vac / Basic unit 220 - 240 Vac Handstück standard <3500 U/min oder XV 100/04 Handstück optional <5000 U/min Handpiece standard <3500 rpm or XV 100/04 Handpiece optional <5000 rpm
		XV 100/05	Fußschalter / Footswitch
XV 100/01	=	XV 100/02 XV 100/03	Basisgerät 100 - 127 Vac / Basic unit 100 - 127 Vac Handstück standard <3500 U/min oder XV 100/04 Handstück optional <5000 U/min Handpiece standard <3500 rpm or XV 100/04 Handpiece optional <5000 rpm
		XV 100/05	Fußschalter / Footswitch

Beschreibung und technische Daten auf der Rückseite
Description and technical data on reverse side



Arthro - Shaver

Arthro - Shaver

Basisgerät:

XV 100/00

Netzspannung: 220 – 240 Vac

XV 100/01

Netzspannung: 100 – 127 Vac

Leistungsaufnahme: 50 VA
Frequenz: 50 / 60 Hz
Schutzklasse: I
Nach Med.-Produkte-Richtl.: **CE 0123**
Gewicht: ca. 7,5 kg
Abmessung: H x B x T 10,0 x 35,0 x 25,5 cm

Technische Daten Handstück:

XV 100/03 Standard

Länge: 175 mm
Gewicht: 500 g
Drehzahl: 700/1400/2100/2800/
3500 U/min +10%
Intervall: 1,2 s
Kabellänge: 3 m

Technische Daten Handstück:

XV 100/04 Optional

Länge: 175 mm
Gewicht: 500 g
Drehzahl: 1000/2000/3000/4000/
5000 U/min +10%
Intervall: 1,2 s
Kabellänge: 3 m

Technische Daten Fußschalter:

XV 100/05

Abmessungen: H x B x T 5,3 x 28 x 25 cm
Gewicht: 1,3 kg
Funktionen: Rechtsdrehung, Linksdrehung
Intervall, Geschwindigkeits-
regelung
Kabellänge: 3 m

Technische Änderungen vorbehalten

Arthro - Shaver

Basic unit:

XV 100/00

Line voltage: 220 – 240 Vac

XV 100/01

Line voltage: 100 – 127 Vac

Power consumption: 50 VA
Frequency: 50 / 60 Hz
Protection class: I
Acc. To MDD: **CE 0123**
Weight: approx. 7,5 kg
Dimension: H x W x D 10,0 x 35,0 x 25,5 cm

Technical data handpiece:

XV 100/03 Standard

Length: 175 mm
Weight: 500 g
Speed range: 700/1400/2100/2800/
3500 rpm +10%
Oscillating Cycle: 1,2 s
Length of cable: 3 m

Technical data handpiece:

XV 100/04 Optional

Length: 175 mm
Weight: 500 g
Speed range: 1000/2000/3000/4000/
5000 rpm +10%
Oscillating Cycle: 1,2 s
Length of cable: 3 m

Technical data footswitch:

XV 100/05

Dimension: H x W x D 5,3 x 28 x 25 cm
Weight: 1,3 kg
Mode of operation: Clockwise, counterclockwise,
oscillation, speed level-
adjustment
Length of cable: 3 m

Technical specifications subject to change without notice.