

Kaltlichtquellen
Cold Light Sources Source à lumière froide
Fuente de Luz Fria Sorgente Luce Fredda

nopa light Halogen 150W



XT 140/00 = 230 VAC/50Hz
XT 140/01 = 110 VAC/60Hz

XT 139/00 Ersatzlampe
 Spare bulb
 Bombilla de recambio
 Lampe de rechange
 Lampadina di ricambio

Beschreibung und technische Daten auf der Rückseite
Description and technical data on the reverse side

**nopa light Halogen 150 W****Beschreibung XT 140/00 - XT 140/01**

Die nopalight Halogen 150 W Lichtquelle kann bei allen endoskopischen Einsätzen angewendet werden, bei welchen die Lichtintensität nicht allzu hoch sein muß, beispielsweise in der Arthroskopie, Diagnostik oder der Mikroskopie.

Die nopalight 150 W Lichtquelle bietet eine konstant lichtstarke Ausleuchtung des Untersuchungsfeldes, mittels einer stufenlosen Helligkeitsregelung.

Kompaktes, platzsparendes Design sowie die einfache, benutzerfreundliche Bedienung sind weitere Vorteile.

Technische Daten:

XT 140/00 = 230 VAC/50Hz
XT 140/01 = 110 VAC/60Hz

Farbtemperatur: max. 3600° K

Maße
(B x H x T): 190 x 115 x 180 mm

Gewicht: ca. 3,3kg

Lampe XT 139/00: 150Watt Halogen

nopa light Halogen 150 W**Description XT 140/00 - XT 140/01**

The nopalight Halogen 150 W lightsource, can be utilized in all endoscopic procedures, where extreme light-intensity is not required, i.e. arthroscopy, diagnostics and microscopy.

The nopalight 150 W lightsource offers a constant light-intensity for the illumination of the operating field by means of continous brightness control.

The compact, efficient design, as well as the easy handling are further advantages.

Technical Data:

XT 140/00 = 230 VAC/50Hz
XT 140/01 = 110 VAC/60Hz

Color Temperature: max. 3600° K

Measurements
(W x H x D): 190 x 115 x 180 mm

Weight: approx. 3,3 kg

Bulb XT 139/00: 150Watt Halogen