

HYSTEROSKOPIE PUMPE
HYSTEROSCOPY PUMP



XU 170/00

Beschreibung und technische Daten auf der Rückseite
Description and technical data on the reverse side

**HYSTEROSKOPIE PUMPE
HYSTEROSCOPY PUMP****HYSTEROSKOPIE PUMPE****Beschreibung: XU 170/00**

Die HYSTEROSKOPIE PUMPE wird in der diagnostischen und operativen Hysteroskopie eingesetzt.

Durch den applizierten Flüssigkeitsstrom gewährleisten wir klare Sichtverhältnisse während des Eingriffes durch das Ausspülen von gelösten Partikeln.

Die drehzahlgeregelte Rollenpumpe erlaubt eine stufenlose Regelung bis 500 ml/min.

Technische Daten

Technische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten.

Höhe:	132 mm
Breite:	300 mm
Tiefe:	335 mm
Gewicht:	6,0 kg
Netz:	220 V/50-60 Hz/60 VA oder 110 V/50-60 Hz/60 VA

Rollenpumpe:	
Druckvorwahl:	10-200 mm Hg
Fördermenge:	0-500 ml/min

Bestelldaten

XU 170/00	HYSTEROSKOPIE PUMPE einschließlich:
XU 170/10	Netzanschlußkabel
XU 170/13	Schlauchset

Bei Bestellung bitte Netzspannung angeben.

HYSTEROSCOPY PUMP**Description: XU 170/00**

The HYSTEROSCOPY PUMP is used in diagnostic and operative Hysteroscopy.

Because of the administered flow of liquid, we guarantee clear visibility during operations by flushing of loosened particles.

The regulated roller pump allows a continuous regulation up to 500 ml/min.

Technical data

Specification subject to change without notice

Height:	132 mm
Length:	300 mm
Depth:	335 mm
Weight:	6,0 kg
Mains:	220 V/50-60 Hz/60 VA or 110 V/50-60 Hz/60 VA

Roller pump:	
Pressure Pre-selection:	10-200 mm Hg
Flow regulation:	0-500 ml/min

Reference data

XU 170/00	HYSTEROSCOPY PUMP including:
XU 170/10	Power cable
XU 170/13	Tubing set

Please indicate the voltage when placing the order.